

SPATZ3 İNTRAGASTRİK BALON SİSTEMİ

Gastrik balon, dünya genelinde fazla kiloları azaltan klinik açıdan onaylanmış bir araç olup, Avrupa ve Asya'da son 15 yıldır başarıyla kullanılmaktadır. Spatz ayarlanabilir balon sistemi, kilo vermeye cerrahi olmayan bir tedavi yöntemi olup, hastanızın kilosunun kontrolünü yeniden kazanmasına olanak sağlar. Profesyonelce yönetilen davranış değişikliği programı ve diyet ile uyumlu bir biçimde kullanım, kilo vermeye bağlı bir sağlık ve estetik kazanımı elde etme ve bu kazanımı muhafaza etmeye yardımcı olur.



Eşsiz özelliği ile Spatz intra gastrik balon, diğer hiçbir balonda mümkün olmayan, 1 yıllık uygulama (implantasyon) süresi ve balon hacminin (volume) ayarlanabilmesine olanak sağlar.

Gastrik bypass ameliyatı, mide kelepçesi ve sleeve (yaka) gastrektomi ameliyatlarına bir alternatif olarak Spatz balon tedavisi, davranış değişikliği ve perhiz danışmanlığında kapsayarak, hastaya daha güvenli, geri alınabilir ve daha az maliyetli bir biçimde kilo verme yöntemi sunar.

- **Spatz, ayarlanabilir ilk intragastrik balondur.**
- **Spatz, bir yıllık yerleştirme ve uygulama için onaylı (izinli) ilk balondur.**

İnsanların kilo vermesinde, ayarlanabilirliğin etkili kombinasyonu ve bir yıllık uygulanabilme (yerleştirme) süresi, çok büyük oranda kilo verme sonucu vermiş olup, yeni büyük hedeflere ulaşma imkanı ortaya çıkmıştır. Spatz ayarlanabilir balon sisteminin onaylanmasından duyduğumuz memnuniyetle duyuruyoruz ki;

- Rahatlık için daha küçük ve daha yumuşak bir kateter
- Daha kolay yerleştirme için 'Kolaylaştırıcı İnseriyon'
- Çabuk ayarlamalar için kolay kavrama valfi
- Daha hızlı şişirme süresi.
- Ekstra çıkartıcı maliyeti yoktur.
- Çıkartılması çok kolaydır.

1 Yıllık implantasyon için Onaylı
Spatz, 1 yıllık intragastrik balon implantasyonunun onayını açıklamaktan gurur duyuyor.



Gastrik Balonlar İçin Bir İlk

Diğer gastrik balonların, balon migrasyonu ve dışkı (bağırsak) darlığına (tıkaması) bağlı sebeplerle 6 aylık uygulama kısıtlamaları vardır. Spatz balon, çalışmalarımız neticesinde midede 1 yıl süresince bozulmadan (bütün halinde) kaldığı ispatlanan eşsiz yüksek kalite enjeksiyon şekli verilmiş balona sahip olup, bunun neticesinde düzenleyici makamların 6 aylık implantasyon süresinin 1 yıla uzatılması onayını vermesine vesile olmuştur. Ayarlanabilir olmayan balonların 3 ila 4 ay içinde iştah üzerindeki etkisini kaybetmesinden beri uzun implantasyon süresi tek başına alışlagelmişin dışında yüksek oranda kilo vermeye yol açar. Bununla birlikte balon hacminin (volume) uzun implantasyon ve ayarlanabilirlikten oluşan eşsiz kombinasyonu, büyük oranda kilo vermeyi başarmaya imkan sağlar.

Avantajları

Spatz3 ayarlanabilir mide balonun,tipik gastrik balona göre birçok farklı avantajı vardır.

- Spatz3 ayarlanabilir balon tüm bir yıl kullanılacak şekilde güvenlidir. Bu güvenilir kullanım süresi, şimdiye kadar denenmiş tüm diğer gastrik balon kullanım sürelerinin iki katıdır.
- Vücut gastrik balona alışmaya başladığında,gastrik balonun etkisi azalmaya başlar.Bu etki azalması genellikle gastrik balonun yerleştirilmesinden 3 ile 4 ay gibi bir sürede gerçekleşir.Spatz3 ayarlanabilir balon eşsiz bir biçimde ayarlanabilir olup,hekim gerekli gördüğünde,balonun hacmini basit bir yöntemle ayarlayıp kilo vermeyi hızlandırabilir.
- **Yakın zamanda yayınlanan bir çalışma raporuna göre spatz balon kullanan hastaların %76'sı, balon çıkarıldıktan 2 yıl sonra bile tıbbi olarak dikkat çekici bir biçimde, verdikleri kiloyu korumuşlardır (standart gastrik balon kullanan hastaların % 25 ile karşılaştırıldığında).**



Kullanım Kolaylığı

Hekimin ürünü kullanışındaki kolaylık aynı zamanda hasta içinde daha güvenli bir ürün olmasına yol açar.

Spatz3 ayarlanabilir balonun eşsiz yerleştirme (uygulama) kolaylığı özelliği hekime ürünü hastaya yerleştirmede büyük kolaylık sağlar. Ayarlama veya geri çıkarma işlemleri için valfin geri çekilmesi, kolay kavrama sistemi ile basitleştirilmiştir.

Hekimlerin sürekli dile getirdikleri,mevcut intragastik balonların çıkarma ve hareket ettirme durumlarında sık sık sorun çıkarma durumunu dikkate aldık.

Yerleştirme Kolaylaştırıcı

Diğer balonların valfleri balon duvarında olup, bu durum onları daha fazla kalınlaştırıp, uygulamadan 6 ay sonra çıkarılması ve hareket ettirilmesini zorlaştırır.

Spatz gastrik balon kendine has özelliği ile valfi balonun dışında yer alır.

