



- Anorektal manometre, özefagus manometresi, biofeedback
 - **Herhangi bir manuel pompa sistemine gerek yoktur.**
- Güç kaynağı ile sorunsuz iletişim. Herhangi bir sebeple çalışmanın kesilmesinde teste tekrar kaldığı yerden devam edebilme özelliğe daha fazla yazılım ekleyebilme...
- **12 kanallı tak kullan ana ünite ve buna bağlı güç kaynağı, kapıları sistem, puller, türkçe ve yükseltilebilir yazılım.**
 - Sistem yazılımı her yeni versiyon çıktığında ücretsiz olarak yükseltilmektedir. Ayrıca kullanıcı isteğine göre yeni yazılımlar yapılabilmektedir.
 - **Dokunmatik ekran ile çalışabilme özelliği**
 - Sistem havalı, su perfüzyonlu ve elektronik kateterler ile çalışabilmekte her hangi bir ekstra yazılıma gerek kalmamaktadır.
 - **12 Kanallı perfüzyon sistemi istendiğinde arttırılabilmektedir.**
 - Sistem hava kompresörü ile desteklenmiş olup Gastroesophageal motilite sistemi, Impedance, Ph, Basınç 12 kanallı ana ünitesi ile su perfüzyonlu, havalı ve elektronik tüm kateterler ile çalışabilme imkanı sunar. Ana üniteye birden fazla ünite bağlayarak 36 kanala kadar arttırılabilir.
 - **Yüksek çözünürlükte Manometre (HRM) özelliği**
 - Sesli komut özelliği: Bu Özellikle bazı basit sesli komutlar aracılığı ile bazı fonksiyonları yerine getirebilme...
 - **Infrared uzaktan kumanda...**
 - Sistemin içerisinde elektrikli kompresör ile desteklenmiş Water infizyon pompası bulunmaktadır.
 - **Otomatik Artefakt yazılımı...**

pH - day2

Gastroesophageal çalışmalarını için çift kanal pH metre



BLU RUNNER Ayakta pH Kaydedici

8 Kanallı çok yönlü sistem



TÜM KANALLARI AYNI ANDA TAKİP EDEBİLME GEREKİRSE YENİDEN İZLEYEBİLME ÖZELLİĞİ

- Tüm raporları yeniden kullanıcı isteğine göre tasarlama özelliği
- **World, Excell, Power Point gibi office soylarına otomatik olarak istatistik çıkarma özelliği**
- Özel yazılımı sayesinde tüm çevre birimlerini kontrol edebilme, test edebilme ve yeniden kalibrasyon yapabilme özelliği
- **Online bağlantı sayesinde test sırasında dahi üretici firmanın canlı desteği**
 - Hastanelere özel kurulum ve destek
- **Sorunsuz, arızasız yıllarca kullanılan sistem**
 - Yerinde destek ve hizmet garantisi.
- **Sürekli Yurtiçi ve Yurtdışı eğitim hizmeti.**
 - Sistem ilave yazılımları
- **Kolon Manometresi. Biliaryways ve Oddi Sfinkter Manometresi.**
 - Video Manometre
- **Small Bowel Manometresi**
- Pudental Motor Nerve Latency, Sacral Reflexes, simple EMG and quantitative EMG.
- **Ürodinami yazılım ve donanımı eklenebilme ...**

